

The background of the slide features a microscopic view of coronavirus particles. These particles are spherical with a distinct outer layer covered in small, spike-like projections. They are scattered across the light blue background, with some appearing in pairs or small groups. The overall appearance is that of a dense field of these viral particles.

Protocolo de Uso e  
Cuidados de Higiene com as  
**MÁSCARAS PFF2/N95**

# USO E CUIDADOS DE HIGIENE COM AS MÁSCARAS PFF2/N95

- A máscara PFF2/N95 poderá ser utilizada durante todo o expediente de trabalho, mas deverá ser utilizada em situações de maior exposição, onde ocorra compartilhamento do ambiente de trabalho com outras pessoas, ambiente com limitação da ventilação e atendimento ao público.
- A máscara PFF2/N95 necessita estar bem adaptada à face, sem saída de ar pelas laterais, com perfeita vedação. Para isto, deverão ser seguidas as instruções de uso constantes na embalagem do produto.
- Ela poderá ser reutilizada, desde que esteja em bom estado, ou seja, permita boa vedação e higiene. Portanto, não a reutilize se contaminá-la ou se ela perder a forma.
- Cada colaborador do Poder Judiciário (magistrados, servidores efetivos e comissionados, servidores à disposição do Poder Judiciário, residentes judiciais, estagiários, voluntários e terceirizados), que está exercendo suas atividades de forma presencial, receberá 5 (cinco) máscaras PFF2/N95, que deverão ser alternadas, uma a cada dia, com banho de sol entre uma utilização e outra.
- A máscara PFF2/N95 sempre deve ser considerada contaminada pela parte de fora e limpa pela parte de dentro. Procure manipulá-la somente pelos elásticos, nas laterais.
- A máscara PFF2/N95 deverá ser colocada com os cuidados de higiene semelhantes aos da máscara de pano/cirúrgica **ORIENTAÇÕES PARA USO CORRETO DE MÁSCARA DE TECIDO**, devendo-se sempre higienizar as mãos antes e após manipulá-la.
- Evite colocá-la sobre qualquer superfície, mas, se necessário apoiá-la, limpe a superfície antes e depois.
- No momento da retirada da máscara PFF2/N95, cuidado especial deve ser

tomado, colocando-a em recipiente previamente limpo com álcool a 70%.

- Coloque a máscara dobrada com a face suja, externa, em exposição e a face interna, limpa, para dentro. O elástico da máscara deverá ficar para a lateral, sem nunca tocar a parte limpa da máscara.
- Para o banho de sol da máscara, coloque-a em recipiente aberto em local seguro e de exposição solar forte, direta e sem vidro pelo tempo mínimo de 30 minutos. Caso não seja possível a exposição direta, deixe-a em exposição solar mesmo que através do vidro (exemplo: dentro do carro). Após o banho de sol e estando bem seca, guarde-a com a tampa fechada, para reutilização.



*Figura: Máscara PFF2/N95*



PODER JUDICIÁRIO  
de Santa Catarina

---

Projeto Gráfico  
Assessoria de Artes Visuais – Núcleo de Comunicação Institucional